



O TROL Hidrogel com AGE é um gel destinado a auxiliar no processo de cicatrização de feridas. Desempenho previsto do produto: auxiliar no processo de cicatrização de feridas crônicas ou agudas com processo ou não de infecção. Deve-se observar a presença de processos alérgicos em decorrência da sensibilidade da pele em contato com os componentes do produto. NÃO ESTERIL. Indicação: auxilia na cicatrização de feridas secas, periféricas ou pressão e também os casos de queimaduras de primeiro e segundo grau de pequena extensão com perda parcial ou total e áreas pós-traumas.

Modo de usar: Irrigar a lesão com solução fisiológica a 0,9% ou de acordo com o procedimento da instituição de saúde; Remover o excesso de exsudato e tecidos inviáveis quando necessário; Limpar a pele e secar bem; Ocluir a ferida com uma cobertura secundária; Para a remoção do produto deve-se irrigar o leito da ferida com solução fisiológica a 0,9%. Trocas: a frequência de trocas deve ser monitorada por um profissional da saúde e não deve ultrapassar de 72 horas. Deve ser trocado quando o curativo secundário apresentar sinais de saturação ou em trocas rotineiras. Em casos de feridas infectadas, realizar as trocas em no máximo 24 horas. Finalidade: Auxiliar no processo de cicatrização de feridas, revitalização e hidratação da pele.

Precauções: Mantenha fora do alcance de crianças. Em caso de contato com os olhos enxaguar abundantemente com água. Não ingerir. Caso ocorra irritação e/ou prurido no local de aplicação, suspender o uso imediatamente e procurar um médico. Armazenamento: Conservar em local seco e em temperatura ambiente (15°C – 30°C).

Composição: Triglicerídeos de Ácidos Capríco e Caprílico, Óleo de Girassol, Carbopol, Hidróxido de Sódio, Palmitato de Retinol, Acetato de Tocoferol, Água, Propilenoglicol e Solução de Trietanolamina.